

Το Acrifix είναι αντιαλλεργικό φωτοπολυμεριζόμενο τζελ που βρίσκει εφαρμογή τόσο στο οδοντιατρείο όσο και στο εργαστήριο. Είναι φτιαγμένο για να προσφέρει ταχύτητα και ευκολία εργασίας, υψηλά επίπεδα σταθερότητας και εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες. Το Acrifix δεν περιέχει μεθακρυλικό μεθύλιο (MMA) και συνεπώς είναι ένα σαφώς βιοσυμβατό υλικό. Πολυμερίζεται εύκολα σε συσκευές με απόδοση 360-420 nm χωρίς κενό αέρα. Λόγω της συμπαγούς μορφής του μπορεί να κατεργαστεί με ευκολία δίνοντας ένα λαμπερό αποτέλεσμα. Είναι διαθέσιμο σε ροζ, A3 και κοπτική χρώση.

Εφαρμογές


- ▶ Κλείσιμο οπής κοχλίωσης σε επιεμφυτευματικές εργασίες
- ▶ Επιδιορθώσεις σε οδοντοστοιχίες (ρωγμές, πόροι, φουσαλλίδες κτλ)
- ▶ Κάλυψη μικροκενών ή κάλυψη μετάλλου με επέκταση προς τα ούλα, ειδικά σε αποκαταστάσεις σε άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων
- ▶ Τοποθέτηση συνδέσμων σε οδοντοστοιχίες, ενδοστοματικά
- ▶ Διορθώσεις δέξης
- ▶ Κατακόρυφη αύξηση μεγέθους δοντιών
- ▶ Κατασκευή μερικών οδοντοστοιχιών δίχως πτερύγια

Συσκευασίες

- ▶ Acrifix ροζ σε σύριγγα 3 γρ
- ▶ Acrifix χρώματος A3 σε σύριγγα 3 γρ
- ▶ Acrifix χρώματος κοπτικής σε σύριγγα 3 γρ
- ▶ Bonder των 5 ml



3 σύριγγες των 3 γρ. με ροζ Acrifix
1 bonder των 5 ml
12 στόμια



Επιδιορθώσεις



Συγκόλληση
συνδέσμων σε
επένθετες



Τοπικές μικρο-
αποκαταστάσεις



Κλείσιμο οπών
κοχλίωσης σε
επιεμφυτευματικές



Αισθητικές
παρεμβάσεις



Ειδικές,
λεπτομερείς
προσθήκες